

- | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> BOUAYE | ☎ 02 28 25 02 35 | <input type="checkbox"/> BOUGUENAIS | ☎ 02 40 32 09 88 | <input type="checkbox"/> CHERERE | ☎ 02 85 93 50 10 |
| <input type="checkbox"/> LA MONTAGNE | ☎ 02 40 65 96 15 | <input type="checkbox"/> MACHECOUL | ☎ 02 28 07 04 00 | <input type="checkbox"/> PORNIC | ☎ 02 51 74 00 00 |
| <input type="checkbox"/> ST BREVIN | ☎ 02 40 27 44 59 | <input type="checkbox"/> STE PAZANNE | ☎ 02 40 02 43 70 | | |

Merci de compléter les informations ci-dessous et d'identifier le flacon.

Nom : Nom de Naissance (Obligatoire) :

Prénom : Date de naissance :

Sexe : M / F Tel. :

Adresse principale :

Adresse vacances :

N° de Sécurité Sociale :

Nom Caisse / Mutuelle :

↪ Situation Médicale : MATER ALD INV CMU AT (+ attestation) Tiers-Payant

PATIENT

**Résultats
PATIENT**

à poster au laboratoire

par mail ↪ adresse : **URGENT**
Fax :

Pharmacie ↪ Nom : Ville :

PRELEVEMENT

Effectué le Heure : H.....

TRANSMISSION

Transmission par Pharmacie Transmission par Infirmier/ère Transmission par Cabinet Médical

NOM : Date :/...../..... heure de dépôt : H.....

Conditions de conservation : T° ambiante T° = 4-8°C

ANALYSES

- Ordonnance jointe
- Ordonnance à renouveler (déjà au laboratoire)
- Absence d'ordonnance

CAS D'ABSENCE D'ORDONNANCE ↪ Précisez :

↪ Prescripteur

↪ Date de la demande

↪ Copie(s) aux Médecins (traitant) : Dr.....

Examens demandés :

ECBU

Attention, ce flacon avec conservateur ne peut pas être utilisé pour d'autres analyses que l'ECBU. Si besoin, rapprochez vous de votre laboratoire habituel pour récupérer le bon flacon.

POUR UNE MEILLEURE INTERPRETATION DE VOTRE ANALYSE, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE UN MAXIMUM D'INFORMATIONS :

CLINIQUE

	OUI	NON
Avez-vous de la fièvre ?		
Avez-vous des douleurs lombaires ?		
Avez-vous une sensation de brûlures en urinant ?		
Avez-vous des envies irrésistibles d'uriner ?		
Êtes-vous enceinte ?		
Avez-vous un diabète ?		
Avez-vous une insuffisance rénale ?		
Portez vous une sonde urinaire ?		
Avez-vous une intervention prochainement ?		
Traitement antibiotique débuté ?		
↪ Si OUI lequel :		
S'agit-il d'un contrôle après Traitement Antibiotique ?		
↪ Si OUI date de la dernière prise du Traitement :		

! IMPERATIF : Merci de vous référer aux modalités de recueil au DOS de la fiche ↪

RECUEIL ASEPTIQUE D'UNE URINE EN VUE D'UN EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

L'ECBU est un examen simple permettant notamment de reconnaître les infections urinaires et de déterminer le germe en cause. Il est impératif que les urines aient séjourné au moins 3 heures dans la vessie, l'idéal étant de faire le prélèvement au lever le matin après une nuit sans miction.

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT

1. - Se laver les mains au savon.
2. - Pour les femmes : désinfection soigneuse de la vulve (en maintenant les grandes lèvres écartées) avec une compresse imbibée de Dakin ou une lingette désinfectante remise par le laboratoire.

NB : en cas de pertes vaginales ou en périodes de règles, la pose d'un tampon périodique est nécessaire pour éviter de souiller l'urine.

3. - Pour les hommes : désinfection soigneuse du gland (après l'avoir entièrement découvert) avec une compresse imbibée de Dakin ou une lingette désinfectante remise par le laboratoire.
4. - Uriner le premier jet dans les toilettes (Sauf pour la recherche de Chlamydiae, Mycoplasme ou Gonocoque où il faut recueillir le premier jet) et recueillir la suite directement dans le flacon stérile fourni par le laboratoire, OUVERT au dernier moment et le refermer soigneusement.

5. - Identifier le flacon avec vos NOMS, PRENOM, DATE DE NAISSANCE, SEXE et NOTER : DATE et HEURE du recueil.

Acheminer le flacon dans les plus brefs délais.

- **Flacon sans poudre** : Si le délai d'acheminement dépasse 2 heures, le conserver au réfrigérateur (+ 4°C). Le prélèvement doit être déposé au laboratoire dans un délai maximum de 12h.
- **Flacon avec une poudre** : il peut être conservé à température ambiante, à acheminer au laboratoire dans un délai de 24 h.